



Les balances mécaniques MDW d'Adam Equipment offrent une solution abordable pour surveiller le poids des membres de centres de fitness ou de clubs de gym, et pour les patients dans les hôpitaux et les bureaux des docteurs. Des roulettes permettent une mobilité facile et un contrepoids cranté montre clairement les nombres. Les balances MDW ont une construction robuste avec une base en métal et une plate-forme antidérapante pour assurer le confort et la stabilité. La plupart des modèles comprennent une toise ajustable pour mesurer le poids et la taille simultanément. La MDW 200B ne comprend ni roulettes, ni toise.

Une balance abordable, facile à utiliser qui mesure la taille et le poids



Caractéristiques

- Toise de mesure de 60 cm à 212 cm
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l'on monte et descend de la balance
- La toise facilite la mesure des enfants et des adultes pendant le pesage
- Construction métallique de la base et de la colonne
- Réglage du zéro

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	MDW 160M	MDW 200B	MDW 200M
Capacité	350lb / 160kg	440lb / 200kg	440lb / 200kg
Précision	0.2lb / 0.1kg		
Reproductibilité (S.D)	0.4lb / 0.2kg		
Linéarité (+/-)	0.4lb / 0.2kg		
Taille du plateau	14.8"x10.8" / 375x275mm		
Unités de pesage	kg, lb		
Temps de stabilisation (sec)	3		
Toise	Oui	Non	Oui
Calibrage	Non disponible		
Affichage	Barres graduées avec des chiffres de 0" / 0mm de haut		
Température d'utilisation	5° à 40°C		
Dim. totale	20.9"x10.8"x58.5" / 530x275x1485mm (lpxh)		
Poids net	33.1lb / 15kg		

Fourni par